



目次

TePe (テペ) のサステナビリティ

Sustainability

2

歯ブラシ

Toothbrushes

3

スペシャルブラシ

Specialty brushes

9

歯間クリーニング

Interdental Cleaning

11

その他

Other Products

15

オーラルケアガイド

Oral Care Guide

17

TePe 製品の選び方・パッケージの種類は下記アイコンを参考にしてください。

* 価格・販売単位・パッケージ画像は別冊の価格表をご確認ください

* アイコンの数字はパッケージ内の梱包本数を示しています。

販売単位ではありません。



毎日のケア



子どものケア



矯正治療中のケア



インプラントやブリッジを入れた時のケア



歯肉炎・歯周炎が気になる時のケア



プラスチックバック



ブリスターバック



ソフトバック



カートンバック



ボックス



To bring healthy smiles for life
by inspiring good oral health.

予防歯科の先進国スウェーデンから

TePe 製品は予防歯科先進国であるスウェーデンの大学をはじめ、世界の歯科医師・歯科衛生士の協力のもとで作られており、機能性に優れています。

また、「グッドデザインをすべての人に」という発想の北欧生まれならではのデザイン性の高さや、環境にやさしいことも TePe 製品の特徴です。

今日 TePe 製品は世界 90 カ国以上のデンタルプロフェッショナルによって推奨されています。

TePe 社はこれからも人々の口腔ケア意識の向上と口腔疾患の予防を目標として、高品質な口腔ケア製品を提供し続けます。



デンタルプロフェッショナルは
TePe 製品を推奨しています

スウェーデンペリオインプラント学会



スウェーデン歯科衛生士会と TePe 社は
良好な口腔ケアを促進するために
協力しています

スウェーデン歯科衛生士会

TePe (テペ) の サステナビリティ

お口のケアは“ヘルシースマイル”だけでなく、より健康な地球を作ることにも貢献できるとご存じでしたか？

健康なお口には歯科治療の必要性が少なくなり、治療に伴う排出物を減らすことができるため、環境への影響を最小限に抑えることができます。

TePe 社では、自社の太陽光発電を活用することで、すべての製品を 100%再生可能なエネルギーで製造しています。

温室効果ガスの排出削減に積極的に取り組み、再生可能な選択肢へ移行するため、化石燃料由来のプラスチックを段階的に廃止しています。

これこそが、持続可能な未来へのアプローチなのです。

TePe 社はスウェーデン産の木材を使い
マルメ大学歯学部と共同開発した
ウッドスティックから始まりました

1965



1993



TePe 社として
水力発電の利用を開始
現在製造工程全体で
100%再生可能エネルギーを使用

予防ケアの革新：
TePe 歯間ブラシを発売

2016



2019



ソーラーパネルパーク
が完成

化石燃料の段階的廃止を開始
製品や包装に使用する材料に
ライフサイクルアセスメント
(LCA) を導入

2018



TePe の
サステナビリティチームが発足
生態系の維持に欠かせない
ミツバチの保護活動を開始

2020

2022

TePe 歯ブラシと歯間ブラシの
ハンドルはすべて再生可能素材
またはマスバランス方式の素材を使用

2021



SDGs 目標の 7 つを
戦略に組み込む

2030

2,500 万人の
ヘルシースマイル
のために！

2023

ペットボトルを再利用した
デンタルフロスを発売



2024

Scope1・2・3 の
温室効果ガス排出量
をマッピング



2025

パッケージを 100%
再生可能素材・リサイクル素材・
FSC 認証素材で調達



TePe 社では、イーザーピックを除くオーラルケア製品に
使用される原材料を 100% 再生可能な素材、または
マスバランス方式による認証済み再生可能原材料から調達しています。
マスバランス方式については、炭素認証 PLUS (ISCC PLUS) に
よって独立認証されています。



TePe 社は国際品質規格 ISO9001:2015
および国際品質規格 ISO9001:2015 の認証を
取得しています

歯ブラシ Toothbrushes




歯ブラシシリーズ
使用方法動画一覧

■ 健康な笑顔のための簡単な 3-step ルーティン



プラークを除去するために、
まずは歯間クリーニングから
始めましょう。

歯間ブラシまたは
デンタルフロスの使用が
歯間部のプラークを除去するのに
最も効果的な方法です。



TePe タングクリーナーは
口臭予防のために欠かせません。

3 列のクリーニング面により、
3 倍のクリーニング効力を発揮します。
数回なでるだけでバクテリアを取り除き、
口腔衛生を高めるサポートをします。



歯の内側も外側と同じように
磨くことから始めましょう。

1 日 2 回、2 分間のブラッシングで、
プラーク除去とフッ化物塗布を
効率よく行いましょう。

セレクトシリーズ Select Series


TePe の歯ブラシは、独特の台形状ブラシヘッドと、人間工学に基づきデザインされたハンドルによって効果的なブラッシングができます。また、毛先にはラウンド加工が施されており、快適なブラッシングを可能にします。ハンドルは再生可能素材を使用しています。スウェーデンで最も購入されている歯ブラシはテペ製品です *

*Nielsen & IQVIA, w40 2023


奥歯までしっかり届く
台形状ヘッド




向かい側が
透けないほどの密毛



歯と歯肉に
やさしいラウンド加工



人間工学に基づいて
デザインされた
持ちやすいハンドル



サイズ：ミニ コンパクト レギュラー

セレクトミニ Select Mini

サイズ:ミニ
かたさ:エクストラソフト / ソフト

- ・台形状のブラシヘッド
- ・毛先のラウンド加工により
やさしく効果的なブラッシングが可能
- ・お子さまはもちろん
仕上げ磨きをする大人の方にも
- ・乳歯が生え始めたころから

*ハンドル色はアソートになります



セレクトコンパクト Select Compact

サイズ:コンパクト
かたさ:エクストラソフト / ソフト / ミディアム

- ・台形状のブラシヘッド
- ・毛先のラウンド加工により
やさしく効果的なブラッシングが可能
- ・密毛でコシのある毛先
- ・お子さまや小さめのブラシヘッドを
お好みの大人の方に

*ハンドル色はアソートになります



セレクト Select

サイズ:レギュラー
かたさ:エクストラソフト / ソフト / ミディアム

- ・台形状のブラシヘッド
- ・毛先のラウンド加工により
やさしく効果的なブラッシングが可能
- ・密毛でコシのある毛先

*ハンドル色はアソートになります



セレクトコンパクトソフトのハンドルカラー 下記 6 色は単色でのご購入も可能です



ターコイズブルー アップルグリーン コーラルピンク ピンク イエロー ライトピンク

■ 歯磨きの 4 × 2 ルールとは？

スウェーデン イエテボリ大学推奨のむし歯の予防に効果的と言われるルール*です。



1,450ppm のフッ化物配合歯磨剤を **2cm** 使う
(6 歳以上)

6 歳以下 : 900 ~ 1,000ppm のフッ化物配合歯磨剤を使用
(0 ~ 2 歳 : 米粒大 / 3 ~ 6 歳 : グリーンピース大)



1 日に **2** 回磨く



毎回少なくとも **2** 分磨く



フッ化物の効果を最大限に引き出すために
歯磨きをした後 **2** 時間は飲食しない

■ 健康な歯を維持するための習慣

仕上げ磨き

10 ~ 12 歳くらいまでは仕上げ磨きが必要です。
歌やお話を加えて、歯磨きの時間を
楽しくしてみませんか？



習慣づけ

内側、外側、噛む面を同じ順番で磨きましょう。
細菌がたまりやすく、炎症を起こしやすい
歯肉の境目も磨き忘れがないようにしましょう。



クロスフィールドのホームページ "ダウンロード" 項目から
キッズ歯磨きカレンダー等の患者さん向けツールが
ダウンロードできます

<https://www.crossf.com/dental/download/>



*Sjögren K, Birkhed D, Rangmar B. Effect of a modified toothpaste technique on approximal caries in preschool children. Caries Res 1995;29:435-41.

イラストシリーズ Kids Illustration Series

スウェーデンのデザイナー Isa Form がデザインしたかわいいイラストがお子さまに大人気！プレゼントにも最適です。

セレクトミニエンジョイ

サイズ:ミニ

かたさ:エクストラソフト

- ・台形状のブラシヘッド
- ・毛先のラウンド加工によりやさしく効果的なブラッシングが可能
- ・お子さまはもちろん仕上げ磨きをする大人の方にも
- ・乳歯が生え始めたころから

*イラストやカラーは変更になることがあります

*ハンドルの色・イラスト・組み合わせはアソートになります



キッズコンパクト

サイズ:コンパクト

かたさ:エクストラソフト / ソフト

- ・台形状のブラシヘッド
- ・毛先のラウンド加工によりやさしく効果的なブラッシングが可能
- ・密毛でコシのある毛先
- ・6歳以上のお子さまに

*イラストやカラーは変更になることがあります

*ハンドルの色・イラスト・組み合わせはアソートになります



ピッピーコンパクト

「長くつ下のピッピー」はスウェーデンの国民的人気キャラクターで、世界中で愛されている人気者です。
2025年に誕生80周年を迎えた記念として、ピッピーの歯ブラシが新登場！

サイズ:コンパクト

かたさ:エクストラソフト

- ・ピッピーのトレードマークであるオレンジ色の髪をイメージしたブラシ
- ・毛先のラウンド加工によりやさしく効果的なブラッシングが可能
- ・持ちやすいハンドル
- ・お子さまや小さめのブラシヘッドをお好みの大人の方に

*イラストやカラーは変更になることがあります

*ハンドルの色・イラスト・組み合わせはアソートになります



セレクトカラーシリーズ Select Colour Series

コンパクトサイズはグリーン×ピンク、レギュラーサイズはブルー×ピンクのカラフルな 2 色のブラシが特徴的なセレクトシリーズです。

セレクトカラー コンパクト

サイズ:コンパクト
かたさ:エクストラソフト
ハンドルカラー:ターコイズ / ライトピンク

- ・台形状のブラシヘッド
- ・毛先のラウンド加工により
やさしく効果的なブラッシングが可能
- ・密毛でコシのある毛先
- ・お子さまや小さめのブラシヘッドを
お好みの大人の方に

*ハンドル色はアソートになります



セレクトカラー


サイズ:レギュラー
かたさ:ソフト
ハンドルカラー:ダークブルー / ピンク

- ・台形状のブラシヘッド
- ・毛先のラウンド加工により
やさしく効果的なブラッシングが可能
- ・密毛でコシのある毛先

*ハンドル色はアソートになります



オリジナルプリント Imprinting



サイズ:コンパクト / レギュラー
かたさ:エクストラソフト / ソフト / ミディアム

カラーバリエーション カラーは変更になることがあります



オリジナルのデベ歯ブラシを作ってみませんか？

- ・ご注文は 500 本以上から承ります。
- ・発注から納品までに 4 ~ 5 ヶ月程頂いております。
期間に余裕を持ってご注文ください。
- ・プリント素材のデータはプリント可能範囲に
合わせた ai 形式ファイル（拡張子が「.ai」）を
お客様にご用意いただいております。



注文をご検討の方は左記二次元コード
または下記 URL よりご確認ください
<https://qrtn.jp/ndwhwit>


GET TEETH
AS STRONG
AS PIPPI



スプリームシリーズ Supreme Series

■ やさしい使用感で最高のプラーク除去を実現

長くしなやかなテーパー毛と短めのラウンド毛の2段階植毛。長い毛先が歯間部や歯肉のライン、またかぶせ物や詰め物、矯正装置の隙間に届き、同時に短い毛先で歯面をすっきりと磨き上げます。また、やさしい磨き心地がお好みの方にも最適です。ハンドルは再生可能素材を使用しています。



スプリームコンパクト

スプリーム



スプリームコンパクト スプリーム

ノバ Nova

角度がついた先端のフィラメントが特徴的なノバ歯ブラシは、最後臼歯遠心や小窩裂溝、または叢生部などへのアクセスに優れています。スプリームと同じ、滑りにくいハンドルが特徴です。



スプリームコンパクト Supreme Compact

サイズ:コンパクト
かたさ:ソフト

- ・独自の2段階植毛により
優れたリーチを実現
- ・親指パッド付の持ちやすいハンドル
- ・お子さまや小さめのブラシヘッドを
お好みの大人の方に

*ハンドル色はアソートになります



スプリーム Supreme

サイズ:レギュラー
かたさ:ソフト

- ・独自の2段階植毛により
優れたリーチを実現
- ・親指パッド付の持ちやすいハンドル

*ハンドル色はアソートになります



ノバ Nova

サイズ:レギュラー
かたさ:エクストラソフト(ピンクチップ)/
ソフト(イエローチップ)/
ミディアム(ブルーチップ)

- ・角度がついた先端の毛先
- ・最後臼歯遠心や小窩裂溝または
叢生部などへのアクセスに
- ・親指パッド付の持ちやすいハンドル

*ハンドル色はアソートになります



私のお気に入りの歯ブラシは
歯肉のラインにやさしく届く
2層構造のデザインの
"TePe スプリーム"です。



Dr. Ann-Marie Roos-Jansåker
歯周病専門医
スウェーデン・マルメ大学准教授
スウェーデンペリオインプラント学会会員



スペシャルブラシ Specialty brushes

親知らずやインプラント、かぶせ物、歯列矯正など、
どのようなニーズにも TePe はクリーニングをより簡単にする
お手伝いをします。

特定の口腔衛生ニーズをお持ちの方のために、
優れた機能性を備えた高品質のクリーニンググッズを幅広く
取り揃えています。


ハンドルは再生可能素材を使用しています。



コンパクトタフト Compact Tuft

- ・コンパクトなドーム状のタフトブラシ
- ・やわらかい毛が密集
- ・小さなブラシヘッドと傾斜したネック部に
よって効果的なブラッシングが可能
- ・ブラッシングが難しい箇所へのアクセスに

*ハンドル色はアソートになります



インタースペース Interspace

かたさ: ソフト(イエローチップ)/
ミディアム(ブルーチップ)

- ・三角ヘッドで毛足が長いタフトブラシ
- ・ブラシチップはヘッドの両側に
角度を変えて取り付け可能
- ・ハンドル1本に交換可能な
ブラシチップ 12個付き
- ・ブラッシングが難しい箇所へのアクセスに

*ハンドル色はアソートになります



ユニバーサルケア

Universal Care

- ・独特な角度がついたブラシ
- ・舌側・口蓋側へのアクセスが簡単
- ・舌側矯正装置周辺のクリーニングに
- ・毛先のラウンド加工によりやさしく効果的なブラッシングが可能



通常のブラシでは届きにくい
インプラントの口蓋側・舌側へのアクセスが容易

*ハンドル色はアソートになります



舌側矯正装置の周りに



インプラント・矯正ブラシ

Implant Orthodontic Brush

- ・2列の細長いブラシヘッド
- ・インプラントの頬側・唇側からの歯肉のラインへのアクセスや矯正装置の周りのクリーニングに
- ・毛先のラウンド加工によりやさしく効果的なブラッシングが可能


*ハンドル色はアソートになります



2列のブラシ

矯正装置周辺に適した
細いヘッドと長いブラシ

インプラントの
頬側・唇側の
クリーニングに



スペシャルケア Special Care

サイズ:コンパクト(ブルー) /
レギュラー(レッド)
かたさ:ウルトラソフト

- ・12,000本(レギュラー)と
9,000本(コンパクト)の毛が
植毛されたとてもやわらかいブラシ
- ・口腔外科手術後の最初のブラシとして
- ・周術期、シェーグレン症候群など
歯肉が非常に敏感な段階や粘膜ケアなどに

* 口腔外科手術後のブラッシングに関しては
必ず歯科専門家に相談してください



レギュラーのみ



ジェントルケア Gentle Care

サイズ:レギュラー
かたさ:スーパーソフト

- ・5,400本の毛が植毛された
スペシャルケアに次いで
やわらかいブラシ
- ・口腔外科手術後のセカンドブラシとして
- ・知覚過敏やドライマウス
ホワイティング後などの敏感な口腔内に



タングクリーナー Tongue Cleaner

- ・丸みを帯びた3列のクリーニング面
による3倍のクリーニング効果
(トリプル・エフェクト)
- ・数回のストロークで口臭の原因となる
バクテリアを除去

*ハンドル色はアソートになります



3列のクリーニング面



デンチャーブラシ Denture Brush

- ・通常の歯ブラシに似たデザインの
義歯用ブラシ
- ・長く丈夫な毛先により義歯や
マウスピース矯正装置を効果的かつ
安全にクリーニング

*ハンドル色はアソートになります



義歯を効果的にクリーニング



歯間クリーニング Interdental Cleaning

歯間クリーニングは健康な笑顔を保つために欠かせません。

TePe は、さまざまな歯の隙間に対応できる歯間クリーニングツールを用意しています。




歯間ブラシ / フロス / ピック
使用方法動画一覧

■ 適切な歯間クリーニング製品をオススメします

歯と歯の間の隙間が広い場合、歯間ブラシが理想的なクリーニングツールです。
フロスでは届かないような凹面も含め、歯の隅々まで効果的に届き、
クリーニングすることができます。

歯と歯の間の隙間が狭い場合は、フロスやピックを使いましょう。





オリジナル歯間ブラシ Interdental Brush Original

TePe の歯間ブラシは、歯科の専門家と
TePe 社により共同開発されました。
色分けされた 9 種類のサイズをご用意しており、
さまざまな隙間に対応しています。
歯間と歯間ブラシの色を組み合わせることで、
必要なサイズを簡単に覚えることができます。
歯間ブラシのハンドルはすべて再生可能素材を
使用しています。

プラスチックコーティング
されたワイヤーと
毛先がラウンド加工された
高密度毛により
安全性と快適性を実現

サイズが色分けされ
識別しやすい



密毛がワイヤー全体をカバー

細いサイズ (4S ~ S)
フレキシブルなネック

人間工学に基づいて
デザインされた
持ちやすいハンドル

キャップは
ハンドルとして
使用可能

太いサイズ (M ~ 4L)
ゆるやかに曲げやすい
太いワイヤー

テペ歯間ブラシ・チェックシート



磨き残し箇所の
確認や患者さん
に合った歯間ブ
ラシのサイズの
案内にご活用く
ださい。




ダウンロードは二次元コード
または下記 URL よりご覧ください
<https://qrtn.jp/t637gqp>


オリジナル歯間ブラシ Interdental Brush Original

4S～S（ピンク、オレンジ、レッド、ブルー）はネックがフレキシブルです


色:ピンク
サイズ:4S
ISOサイズ:0
W/0.4mm
L/10.5mm




色:オレンジ
サイズ:3S
ISOサイズ:1
W/0.45mm
L/10.5mm




色:レッド
サイズ:SS
ISOサイズ:2
W/0.5mm
L/11.0mm




色:ブルー
サイズ:S
ISOサイズ:3
W/0.6mm
L/12.5mm




色:イエロー
サイズ:M
ISOサイズ:4
W/0.7mm
L/14.5mm




色:グリーン
サイズ:L
ISOサイズ:5
W/0.8mm
L/18.0mm




色:パープル
サイズ:LL
ISOサイズ:6
W/1.1mm
L/18.5mm



色:グレー
サイズ:3L
ISOサイズ:7
W/1.3mm
L/21.0mm



色:ブラック
サイズ:4L
ISOサイズ:8
W/1.5mm
L/22.5mm




エクストラソフト歯間ブラシ Interdental Brush Extra Soft


- ・通常の歯間ブラシよりもやわらかい歯間ブラシ
- ・サイズは6種類
- ・プラスチックコーティングされたワイヤー
- ・歯周炎 / 知覚過敏 / 歯肉に痛みのある方 / ドライマウスの方 / インプラントなど 外科処置後の患者さんに *

* 口腔外科手術後のブラッシングに関しては必ず歯科専門家に相談してください


色:パステルオレンジ
サイズ:3S
ISOサイズ:1
W/0.45mm
L/11.0mm




色:パステルレッド
サイズ:SS
ISOサイズ:2
W/0.5mm
L/11.0mm




色:パステルブルー
サイズ:S
ISOサイズ:3
W/0.6mm
L/12.5mm




色:パステルイエロー
サイズ:M
ISOサイズ:4
W/0.7mm
L/14.5mm



色:パステルグリーン
サイズ:L
ISOサイズ:5
W/0.8mm
L/18.5mm



色:パステルパープル
サイズ:LL
ISOサイズ:6
W/1.1mm
L/18.5mm




ISO サイズ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
参考サイズ	4S	3S	SS	S	M	L	LL	3L	4L
色	ピンク	オレンジ	レッド	ブルー	イエロー	グリーン	パープル	グレー	ブラック
オリジナル	●	●	●	●	●	●	●	●	●
エクストラソフト		●	●	●	●	●	●		
アングル	●	●	●	●	●	●			
最小通過径 (mm)	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	2.0	2.6	3.4
ワイヤーサイズ (mm)	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	1.1	1.3	1.5

アングル歯間ブラシ Interdental Brush Angle


- ・L字型ヘッドの歯間ブラシ
- ・サイズは6種類
- ・プラスチックコーティングされたワイヤー
- ・長く平らで安定したハンドル
- ・臼歯部や舌側 / 口蓋側からアクセスしやすい




色:ピンク
サイズ:4S
ISOサイズ:0
W/0.4mm
L/10.0mm




色:オレンジ
サイズ:3S
ISOサイズ:1
W/0.45mm
L/10.5mm




色:レッド
サイズ:SS
ISOサイズ:2
W/0.5mm
L/10.5mm




色:ブルー
サイズ:S
ISOサイズ:3
W/0.6mm
L/10.5mm



色:イエロー
サイズ:M
ISOサイズ:4
W/0.7mm
L/11.0mm



色:グリーン
サイズ:L
ISOサイズ:5
W/0.8mm
L/12.0mm



■ 歯間ブラシとイージーピックのサイズ確認チャート



Made in Sweden



イージーピック XS/S (オレンジ)



イージーピック M/L (ブルー)



イージーピック XL (パープル)

イージーピック XL (パープル)

イージーピック M/L (ブルー)

イージーピック XS/S (オレンジ)

ISOサイズ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
参考サイズ	4S	3S	SS	S	M	L	LL	3L	4L

イージーピックを使用した歯間ブラシのサイズ確認チャート

イージーピックの各サイズは、テペ歯間ブラシ(ISOサイズ)に対応しています。これはあくまで目安なので、患者さんに最適なサイズを確認するためには、実際に歯間ブラシを使ってチェックすることをおすすめします。

歯間ブラシ用プラクティスボックスセット Practice Box Set

- ・患者さんの目をひくプロの“道具箱”
- ・取り外し可能なトレイ付 (各 15 本収納可能)
オリジナル / エクストラソフト歯間ブラシ用ボックス : 8 つ
アングル歯間ブラシ用ボックス : 4 つ
- ・よく使用するサイズを収納し
オリジナルのボックスにカスタマイズ可能

*エクストラソフト歯間ブラシのプラクティスボックスセットはありませんが
歯間ブラシ プラクティスボックスセットにリフィルは可能です

オリジナル /
エクストラソフト歯間ブラシ



アングル
歯間ブラシ



歯間ブラシ プラクティスボックスセット



アングル歯間ブラシ プラクティスボックスセット



H 4.5 × W 32 × D 11 cm
歯間ブラシ 25 本入 (別売り) をリフィル可能

イージーピック EasyPick

やわらかいシリコン製ピックで、プラークや食べかすを効率的に取り除き、歯と歯肉を健康に保ちます。しなやかなピックが歯間に挿入しやすく、歯肉にもやさしい使い心地です。

矯正装置、インプラント、かぶせ物がある方にもお使いいただけます。

ユニークなデザインとシリコンコーティングにより効率的で快適なクリーニングを実現

丸く加工された先端

シリコン製の幅広ブラシで歯間部のプラークを効果的に除去

つまみやすいシリコンハンドル

歯間に挿入しやすいしなやかなピック

トラベルケース付タイプは外出先でも気軽に歯間クリーニングが可能

イージーピック EasyPick

- ・やわらかいシリコン製のピック
- ・3種類のサイズ展開で狭い歯間から広めの歯間まで対応
- ・しなやかで臼歯部にも挿入しやすい
- ・歯間クリーニングに慣れていない方
外出先での歯間クリーニングに

色: オレンジ
サイズ: XS/S



色: ブルー
サイズ: M/L



色: パープル
サイズ: XL



ブリッジ&インプラントフロス

Bridge and Implant Floss

- ・両端がプラスチックでコーティングされたフロス
- ・幅広いスポンジ状のフロスで効率的なクリーニングが可能
- ・インプラント周囲やブリッジのポンティック部分 / 矯正装置の周りのクリーニングに



Interdental Cleaning

デンタルフロス Dental Floss

- ・リサイクルペットボトルを使用したサステナブルなフロス
- ・歯間ブラシが入らない狭い歯間におすすめ
- ・384本のフィラメントが摩擦により膨らみ様々な歯間空隙にフィット
- ・植物性ワックスとアボカドオイルのコーティングにより歯と歯の間を簡単にスライド
- ・ミントフレーバーで爽やかな使い心地



それぞれの歯面に沿わせてやさしく動かしてください



長さ: 40m



ミニフロッサー Mini Flosser

- ・便利なホルダー付フロス
- ・コンタクトがきつい場所でも使いやすい
- ・細くても丈夫でほつれにくい
- ・バイトブレーン部を押したり
対合歯で噛むことで容易に挿入



バイトブレーン
対合歯で軽く噛むようにしてフロスを挿入



細く、強いフロスで効果的に隣接面をクリーニング


バイトブレーン



その他 Other Products

エクストラグリップ® Extra Grip

- ・握力が弱い患者さんがしっかりと歯ブラシを握ることができるようサポート
- ・セレクト歯ブラシとスペシャルブラシに対応
- ・歯ブラシのハンドルをテーブルなどの硬い面で軽く押し当てることで取り外し可能
- ・重さはわずか 30g



ブラシヘッドキャップ® Brush Head Cap

- ・小型で実用的なトラベルキャップ
- ・空気孔があるので通気性が良くブラシが乾燥しやすい
- ・TePe の歯ブラシに対応

*色はアソートになります



歯間ブラシスタンド Interdental Brush Stand

- ・TePe の歯間ブラシやミニフロッサーを 4 本まで立てることができるスタンド
- ・通気性が良く 清潔に保管が可能



歯間ブラシ専用ケース Travel Case

- ・TePe の歯間ブラシが 6 本入る専用ケース
- ・空気孔があるので通気性が良くブラシが乾燥しやすい
- ・旅行や外出先の持ち運びに

*色はアソートになります



* 歯間ブラシは含まれません
* アングル歯間ブラシは対応不可

テペ デンタルモデル TePe Dental Model

- ・患者さんの口腔衛生指導用モデル
- ・歯間空隙 / 叢生 / 喪失歯や半萌出歯など様々な状況の口腔内を再現
- ・説明時に水性顔料のペンで塗ったり拭き取ったりすることが可能

- * 歯間ブラシは含みません
- * ペンは含みません
- * 油性ペンは使わないでください



テペ プラークサーチ TePe PlaqSearch

- ・磨き残しがどこにあるか素早く簡単にセルフチェックできるタブレットタイプ
- ・新しいプラークは赤色
- ・約 12 時間以上経過した古いプラークは青色に染色



2 色に染め分けできるため磨き残しが分かりやすい



ディスプレイ&ツール TePe Display & Tools



歯間ブラシディスプレイ

H 6 × W 19 × D 8 cm

*ディスプレイのみの販売です
展示用商品は含まれません



ディスプレイミニ

H 4.5 × W 19 × D 8 cm

*ディスプレイのみの販売です
展示用商品は含まれません



歯ブラシディスプレイ

H 9.5 × W 20 × D 9 cm

*ディスプレイのみの販売です
展示用商品は含まれません
*スプリーム / スプリームコンパクト /
ノバは対応不可です



セパレートコンテナ

H 10 × W 10 × D 9 cm

*ディスプレイのみの販売です
展示用商品は含まれません

*上記写真はスプリームを
20本入れています



テーブルディスプレイ

H 53 × W 20 × D 34 cm


*ディスプレイのみの販売です
展示用商品は含まれません



ウォールディスプレイ


H 80 × W 50 × D 24.5 cm 重さ 5.7 kg

*ディスプレイのみの販売です 展示用商品は含まれません
*壁掛けタイプ 自立しませんのでご注意ください



患者さん用 リーフレット

H 21 × W 10 cm



テペ オーラルケアガイド

H 21 × W 10 cm

データ版は無料で
ダウンロードできます
是非ご利用ください



リーフレットの詳細は
こちら

ポップや動画・ポスターがダウンロードできます


詳細のご確認・ダウンロードは右記二次元コードまたは下記 URL より
ご覧ください <https://qrtn.jp/ivq3wg3>



■ TePe ポスター (A3サイズ)
ご希望の方に差し上げています



■ TePe SDGs ポスター (A4サイズ)
ご希望の方に差し上げています



■ TePe 待合室用動画 (イメージ)

クロスフィールドホームページの TePe お取り扱い医院検索

貴院の情報を掲載しませんか？
登録は無料です。
医療従事者向け TOP > 商品情報 > 予防歯科 >
TePe (テペ) 製品説明動画 / お取り扱い医院検索について



Follow us!!

最新情報はこちらをチェック!



TePe お取り扱い医院登録
お申し込みフォームは
こちらをご覧ください


オーラルケアガイド Oral Care Guide

健康な歯ぐきを保つためには、毎日の歯間クリーニングと歯磨きが重要です。
歯科専門家は、患者さんひとりひとりに適したケア用品を提案する
大切なパートナーです。




毎日のケア

オリジナル歯間ブラシ



アングル歯間ブラシ

イージーピック



デンタルフロス

ミニフロッサー



タンγκリーナー

スプリーム



コンパクトタフト



子どものケア



明るく健康的な笑顔を生涯保つために、最初の歯が生えたら
すぐにブラッシングをすることをお勧めします。
歯間クリーニングは 10 代のうちに始めるのが理想的です。

ミニフロッサー




セレクトミニ



スプリームコンパクト



ブラークサーチ




デンタルフロス



セレクトコンパクト



コンパクトタフト



固定式の歯列矯正装置は、ブラケットやバンド、ワイヤーの周りにプラークが溜まりやすくなります。

健康的で明るい笑顔を保つためには、歯肉炎やむし歯を予防するためのセルフケアを習慣づけることが大切です。



矯正治療中のケア

ブラークサーチ




イージーピック



インプラント・矯正ブラシ




ユニバーサルケア




歯間ブラシ



スプリームコンパクト



コンパクトタフト



インタースペース



インプラントのケア



インプラントを健康に保つためには、自分に合ったケア用品や正しい磨き方について専門家からのアドバイスを受けることが大切です。

毎日のケアは、インプラント周囲疾患の予防につながります。

イージーピック



インプラント・矯正ブラシ




ユニバーサルケア




デンチャーブラシ




歯間ブラシ



スプリーム



コンパクトタフト



ブリッジ&インプラントフロス





 Made in Sweden

TePe 製品説明動画 オンラインで公開中！

右記二次元コードまたは下記 URL よりご覧ください

<https://qrtn.jp/qwkaxnb>



商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。



販売元：クロスフィールド 株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL : <https://www.crossf.com> E-mail : cf@yoshida-net.co.jp
輸入元：株式会社吉田製作所

HPはこちら



お問い合わせ