

歯科用練成充形成器

ガッタパーチャカッター

GPトリマー

GP Trimmer

ガッタパーチャ余剰分を切断。
バイブレータ機構により
電熱時の通電を確認。

簡単で快適に！！
エルゴノミックデザイン採用



- ラテラルによる根管充時のポイント余剰分を切断します。
- スイッチを押して2～3秒でヒートカッティングチップが熱されポイントが切断出来ます。
- 通電状態が分かるバイブレータ内蔵。
- 市販の単3形充電電池（ニッケル水素およびニッケルカドミウム/1.2V）をお使いください。
 - 電池は付属していません。（市販の単3形充電電池・充電器をご使用ください）
 - 市販の充電電池を使用するので、ランニングコストがおさえられます。
- 状況に合わせ、4形状のチップを選択できます。

ヒートカッティングチップ

スイッチ

ハンドピース

ハンドピースホルダー

ホール形成前用
(ピーソリマー使用前) 前歯用 小臼歯用 臼歯用



1.ベリーシャープ 2.シャープ 3.ラウンド 4.ベリーラウンド

ヒートカッティングチップは
121℃オートクレーブ可能
(本体はオートクレーブ不可)

商品名

GPトリマー

標準価格 32,000円（税別）

セット内容

本体1本／ハンドピースホルダー1個／ヒートカッティングチップ4種（各形状1個入り）
（単3形充電電池は付属していません）

GPトリマー付属品（別売価格）

ヒートカッティングチップ4種（各形状1個入り） 標準価格 9,800円（税別）

ヒートカッティングチップ単品（4個入り） 標準価格 9,800円（税別）

4種 1.ベリーシャープ 2.シャープ 3.ラウンド 4.ベリーラウンド

長さ約16.7cm 重さ約55g

※ヒートカッティングチップ・充電電池含む

医療機器届出番号 13B1X00133000008

記載されている価格に消費税は含まれません。
また、商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。

お問い合わせは



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL : <http://www.crossf.com> E-mail : cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元：株式会社吉田製作所