

DIRECTA

Design By Dentists™

Luxator®

ラクスエーターシリーズにペンタイプが新登場!!

スウェーデンの歯科医師によってデザインされたラクスエーターシリーズに耐久性を追求したチタンコーティング

- 歯根膜への挿入が容易
- 生体親和性が高いチタンコーティング
- シャープニング不要

! 不適切な使用法によるブレードの破損や折れ及び、シャープニングによるコーティングの剥がれは保証の対象になりません。
* オートクレープ対応 (135℃)



商品名

ラクスエーター・プラス
Pシリーズ

医療機器届出番号 13B1X00133000007

- | | |
|--------------------|--|
| ■ P1 |  |
| 標準価格 12,000 円 (税別) | |
| ブレード幅: 3mm | 形状: ストレート 色: ダークグリーン 全部位 (残根 / 根尖 / 口蓋側 / 臼歯遠心) |
| ■ P2 |  |
| 標準価格 12,000 円 (税別) | |
| ブレード幅: 3mm | 形状: カーブ 色: ライトブルー 全部位 (残根 / 根尖 / 口蓋側 / 臼歯遠心) |
| ■ P3 |  |
| 標準価格 12,000 円 (税別) | |
| ブレード幅: 3mm | 形状: コントラアングル 色: ダークブルー 舌側 / 口蓋側 / 臼歯遠心 |
| ■ P4 |  |
| 標準価格 12,000 円 (税別) | |
| ブレード幅: 4mm/1.5mm | 形状: デュアルエッジ 色: パープル 残根 |
| ■ PK4 | 標準価格 41,000 円 (税別) 4本セット (P1、P2、P3、P4) |

マレットが使用できます



写真提供: Dr. Manouchehr Kiaei, Sweden



従来型よりも刃がより薄く鋭利になったとのことで、これまでよりも弱い力で操作が可能になりました。操作性の向上だけでなく安全性の面で、Pシリーズは抜歯梃子と形態が類似していないので術中にうっかり回転や梃子運動をさせてしまうことによる損傷は回避できると思います。

高梨歯科 (東京都中央区) 歯科医師 高梨 芳彰

*本記事は、先生のご経験に基づくものであり、効能・効果等を保証するものではありません。ご使用の際は、添付文書等をよくお読みください。記載されている価格に消費税は含まれません。また、内容・価格は予告なく変更される場合があります。無断転載禁止

お問い合わせは



販売元: クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL: <http://www.crossf.com> E-mail: cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元: 株式会社吉田製作所