

切れ味が長期間持続！ シャープニング回数の削減！ シャープニングも可能！

特別価格キャンペーン！

2022 年 **8/21** (日) から **10/20** (木) まで

GRACY DURABILITY

グレイシー デュラビリティー

耐久性を追求したグレイシースケーラー

対象商品は裏面をご覧ください


(詳しくは、取引先歯科商店様へお問い合わせください)

ブレード — 少ないシャープニング回数で切れ味が長期間持続

- 高品質なドイツ製のステンレス鋼製で、シャープニングも可能です。
- アクリルに 9,600 回ストローク、ブラスメタルに 4,800 回ストロークを行っても切れ味が持続するので、シャープニング回数とスケーラーの交換頻度を抑えられます。*1


対アクリルのブレード耐久性試験結果

試験片：アクリル (テストスティック) 実施：KOHLER 社



対ブラスメタルのブレード耐久性試験結果

試験片：ブラスメタル (テスト用真鍮金属硬度 90HB Brinell) 実施：KOHLER 社



*1：KOHLER 社によるブレード
耐久性試験

方法：KOHLER 社製標準型スケーラーと KOHLER 社製グレイシーデュラビリティーを使用し、アクリル及びブラスメタルの試験片に 200g の圧力をかけて 30mm 幅でストロークを行った。


ハンドル — 軽量・耐久性・耐熱性を追求したエルゴノミックデザイン

- 人間工学に基づいた凹凸のあるデザインのため、滑りにくく、緻密で繊細な作業を正確に行うことに適しています。
- 特殊な表面加工により、溝に付着した汚れは簡単に洗浄・滅菌することが可能です。*2
- 長年医療現場で使用されてきた PEEK (ポリエーテルエーテルケトン樹脂) 製で、耐久性・耐熱性に優れています。軽量のため、作業による疲労が軽減します。

*2：KOHLER 社試験による

グレイシーデュラビリティーシリーズ 特別価格キャンペーン中です！

(詳しくは、取引先歯科商店様へお問い合わせください)



グレイシーキュレット

グレイシーデュラビリティー レギュラー 5/6

[前歯部]

A 167 B 100 C 15 D 4.5



グレイシーデュラビリティー レギュラー 7/8

[臼歯部]

A 164 B 100 C 11.5 D 5



グレイシーデュラビリティー レギュラー 11/12

[臼歯部 (近心)]

A 167 B 100 C 9.5 D 5



グレイシーデュラビリティー レギュラー 13/14

[臼歯部 (遠心)]

A 167 B 100 C 8.5 D 4.5



グレイシーデュラビリティー レギュラー 15/16

[臼歯部 (近心、#11-12よりシャンクが鋭角)]

A 165 B 100 C 9.5 D 5



グレイシーキュレット ミニ

グレイシーデュラビリティー ミニ 5/6

[前歯部]

A 172 B 100 C 17 D 4



グレイシーデュラビリティー ミニ 7/8

[臼歯部]

A 168 B 100 C 12 D 4



グレイシーデュラビリティー ミニ 11/12

[臼歯部 (近心)]

A 170 B 100 C 12 D 3.5



グレイシーデュラビリティー ミニ 13/14

[臼歯部 (遠心)]

A 169 B 100 C 12 D 4.5



グレイシーデュラビリティー ミニ 15/16

[臼歯部 (近心、#11-12よりシャンクが鋭角)]

A 170 B 100 C 12 D 3.5



商品名 **グレイシーデュラビリティー** レギュラー・ミニ共通 1本 標準価格 7,500円(税込8,250円) 販売名: グレイシーデュラビリティー 医療機器届出番号: 13B1X00133000076

歯科医師 **坂東 直子**
医療法人社団 祥皓会
ばんだう歯科
(兵庫県三田市)

グレイシーデュラビリティーはすごく気に入ってずっと使っています。

毎日3回程使用していますが、全く折れず、数ヶ月毎のシャープニングで約3年間使っています。

切れ味が鋭いとは言えませんが、セメント質を温存できる、程よい切れ味が愛用しています。



歯科医師 **金子 龍太**

KOHLER社のグレイシーデュラビリティーを使用して約3年経ちますが、最初に使用し始めたキュレットをまだ現役で使用しています。

自身でデブライドメントを行うのは重度歯周炎患者処置時のみなので、**実際の使用頻度は週に数回程度ですが、3年間使用できるキュレットの耐久性は素晴らしい一言につきます。**

切れ味に関しては、自分としては必要十分な性能と感じております。ただ自分はよく切れるキュレットを好むので、数回の使用後軽くシャープニングしております。シャープニング後は切れ味と耐久性が元通りになるため、**非常に使い勝手の良いキュレット**として愛用しております。



歯科衛生士 **加瀬 久美子**
株式会社 Up to You
DH 勉強会 LOL

グレイシーデュラビリティーは**格段に軽い**ため、全く力を入れずにふわっと把持することができます。**細かな感覚も手に伝わるため、デリケートなディープスケーリングを可能にします。**

キープポイントはミニタイプの第一シャンク！歯周ポケットの深さに関わらず、第一シャンクが長いことで屈曲部が歯冠にぶつかることなくフィットし、スムーズにディープスケーリングをすることができます。



屈曲部が歯冠にぶつかることなくフィット (11/12) 屈曲部が歯冠にぶつかることなくフィット (13/14) スムーズなディープスケーリングができる



歯科医師 **福井 秀和**
ヨーロッパ歯周病学会 (EFP)
歯周病専門医

グレイシーデュラビリティーは、**丈夫でシャープニングをしなくても切れ味が長く続くのが魅力です。**

そのため、定期的に開催している、北欧式ペリオを学ぶスタディーグループ、「スカンジナビアペリオ」のコースの中でも紹介しています。



*本記事は、先生のご経験に基づくものであり、効能・効果等を保証するものではありません。ご使用の際は、添付文書等をよくお読みください。

お問い合わせは



販売元: **クロスフィールド株式会社**

〒130-8516 東京都墨田区江東橋 1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL: <https://www.crossf.com> E-mail: cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元: 株式会社吉田製作所