



Geko Tweezers®


ワムゲコツイーザー

CrossField ▶ www.crossf.com

WAM セルフロック式の安全で簡単な多目的ツイーザー

Geko Tweezers® オリジナル

- ツイーザーが補綴物を把持しているため、強く握り続ける必要がなく疲れにくい
- 補綴物が落ちる心配がほとんどない
- セルフロック式の安全で簡単な把持及び試適が可能




商品名 ワムゲコツイーザー オリジナル



セット内容（単品販売あり）
 ワムゲコツイーザー オリジナル
 ワムゲコシリコンチップ
 ワムゲコペースト



価格はここから



調整ネジはどちら側でも使用できる



グローブを巻き込むことも、指先が熱くなることもなく、インレー、クラウンなどの金属の削合、研磨が行える

セラミックアパットメントを把持したままドライバーでねじを固定する（ワムゲコペースト併用可）

Classic Tweezers® クラシック

- セルフロック式の安全で簡単な把持及び試適が可能
- 例：クラウン、コットン、ポストなど



先端部溝入り



価格はここから

商品名 ワムゲコツイーザー クラシック



人工歯、補綴物等



圧排糸




コットン



ポストコア、オンレー等


Endo Tweezers® エンド

- 小さくて握みにくい物も用途に合わせた使い方で把持が可能
 - セルフロック式の安全で簡単な把持及び試適が可能
 - ツイーザー先端部の内面に溝が3つ形成されているので、大きさ、角度などを変えて把持が可能
- 例：ガッタパーチャポイント、ファイバーポスト、ペーパーポイントなど



価格はここから

商品名 ワムゲコツイーザー エンド




ガッタパーチャ



ペーパーポイント



スクリューポスト



ポスト

オートクレーブ対応(134℃) 販売名：ワムゲコツイーザー 医療機器届出番号：13B1X00133000037

商品の内容・価格仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。
 本記事は、先生のご経験に基づくものであり、効能・効果等を保証するものではありません。ご使用の際は、添付文書等をよくお読みください。

お問い合わせは



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
 URL : <https://www.crossf.com> E-mail : cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元：株式会社吉田製作所