

お試しキャンペーン

期間：2024年6月21日(金)～9月20日(金)

数量期間限定

特別価格はお取引商店にご確認下さい

プリマクラシックダイヤモンドバー

PRIMA® CLASSIC DIAMOND BURS

支台歯形成、窩洞形成、咬合調整など、様々な用途でお使い頂けます

切削能力を長く保つ、バランスのとれたバーです

最高品質のステンレススチールシャックとダイヤモンドグリットから製造されています



プリマクラシックダイヤモンドバー TR-13M

特別価格

円/5本

ROUND

品番	BR-49	BR-45	BR-46	BR-41	BR-31
作業部幅 (1/10 mm)	008	010	012	014	018
形態/ISO	801/001	801/001	801/001	801/001	801/001
作業部長 (mm)	0.8	1.0	1.2	1.4	1.8
ミディアム	●	●	●	●	●

INVERTED CONE WITH COLLAR

品番	DI-41
作業部幅 (1/10 mm)	010
形態/ISO	806/019
作業部長 (mm)	2.3
ミディアム	●

PEAR

品番	EX-26	EX-21
作業部幅 (1/10 mm)	032	021
形態/ISO	830/237	830L/237
作業部長 (mm)	5.0	5.0
ミディアム	●	●
エクストラファイン		●

BARREL

品番	EX-11
作業部幅 (1/10 mm)	032
形態/ISO	811/039
作業部長 (mm)	5.0
ミディアム	●

CYLINDER FLAT END

品番	SF-31
作業部幅 (1/10 mm)	013
形態/ISO	835/109
作業部長 (mm)	4.5
ミディアム	●

SHORT SHANK

品番	TF-S31	TF-S21	TR-S21	TR-S13	TC-S21
作業部幅 (1/10 mm)	016	016	016	018	014
形態/ISO	845/170	846/198	855/197	856/198	858/165
作業部長 (mm)	4.0	7.0	7.0	9.0	8.0
ミディアム	●	●	●	●	●

TAPER FLAT END

品番	TF-41	TF-31	TF-22	TF-21	TF-14	TF-11	TF-12	TF-13
作業部幅 (1/10 mm)	011	016	021	016	023	014	016	018
形態/ISO	845/170	845/170	845/170	846/171	847/172	848/173	848/173	848/173
作業部長 (mm)	3.5	4.0	5.0	7.0	9.0	10.0	10.0	10.0
ミディアム	●	●	●	●	●	●	●	●

CYLINDER BEVELLED/ CURETTAGE

品番	SO-20	SO-21
作業部幅 (1/10 mm)	012	014
形態/ISO	877/288	878/289
作業部長 (mm)	6.0	8.0
ミディアム	●	●

TAPER ROUND END

品番	TR-11	TR-12	TR-25	TR-26	TR-15	TR-21	TR-13	TR-14
作業部幅 (1/10 mm)	016	016	016	018	022	016	018	022
形態/ISO	850/199	850/199	850/199	850/199	850/200	855/197	856/198	856/198
作業部長 (mm)	10.0	10.0	10.0	9.0	11.0	7.0	9.0	9.0
ミディアム	●	●	●	●	●	●	●	●
エクストラファイン				●				●

FLAME

品番	FO-42	FO-21
作業部幅 (1/10 mm)	012	014
形態/ISO	862/249	862/249
作業部長 (mm)	7.5	7.0
ミディアム		●
エクストラファイン	●	

FOOTBALL

品番	FO-30	FO-25	FO-27
作業部幅 (1/10 mm)	016	028	032
形態/ISO	368/257	368/257	368/257
作業部長 (mm)	3.5	5.0	5.0
ミディアム		●	●
エクストラファイン	●		

NEEDLE

品番	TC-21	TC-11
作業部幅 (1/10 mm)	014	016
形態/ISO	858/165	859/166
作業部長 (mm)	8.0	10.0
ミディアム	●	●
エクストラファイン		●

商品名
プリマ クラシック
ダイヤモンドバー (5本入)

医療機器届出番号 13B1X00133000073

BR-31, BR-41, BR-45, BR-46, BR-49, EX-26, EX-21, TR-11, TR-13, TC-11, FO-30, TF-31, TF-22, TR-12, TR-15, TR-13, TR-14, TF-S31, TC-11, TR-21, FO-27, TF-12, TR-11, EX-11, TF-21, FO-25, TF-11, TR-25, FO-42, TR-26, DI-41, TF-13, SO-20, TR-S13, TF-14, TC-21, TF-S21, TR-S21, SO-21, TF-41, TC-S21, FO-21, SF-31

標準価格 3,000円 (税込 3,300円)

お試しキャンペーン

数量期間限定

特別価格はお取引商店にご確認下さい

プレデタージルコニア Z856-018M 1本入り

期間：2024年6月21日(金)～2024年9月20日(金)

PREDATOR® DIAMONDS

ジルコニアに限らず
メタルボンドやメタル
クラウン等の補綴物除去
にも高い切削力を発揮

特殊接着によりダイヤ
モンドの粒子の付着が
長期間持続されるので
消耗率が低い

均等なダイヤモンドを
均一に塗布することで
高い切削率と発熱を軽減



プレデタージルコニア Z856-018M

特別価格

円/本



プレデター
ジルコニア

品番	856
作業部幅 (1/10 mm)	018
作業部長 (mm)	9.0
MEDIUM (ミディアム)	●

商品名 プレデタージルコニア

販売名 プレデタージルコニア

医療機器届出番号 13B1X00133000031
Z856-018M 1本入り

標準価格 2,500円 (税込2,750円)

タービン (400,000rpm) での切削

補綴物表面に亀裂を伴う事はなく、鋭利な切削断面を示す。


プレデタージルコニアの表面性状により、切削時におきる発熱や、補綴物表層の亀裂・破折を極力抑えることができ、ジルコニアクラウンに限らず、メタルボンドクラウンやメタルクラウン等の補綴物の除去に使用することが期待できる。



写真記事提供：ナカエ歯科クリニック (神奈川県葉山町開業)
前畑 香 先生

協力：杏友会 神奈川支社 ポーセレン部 高橋 勇治 様

プレデタージルコニア Z856-018M を使ったカッティングテスト
同じ切削速度を維持しても切削力は落ちにくくなっています



赤：カットスピード (mm/分) 青：カットに必要な力 (gram)

*ご使用の際は、添付文書等をよくお読みください。

内容・価格は予告なく変更される場合があります。無断転載禁止

お問い合わせは



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋 1-3-6
TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL : <https://www.crossf.com> E-mail : cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元：株式会社吉田製作所